



亞太環境科技股份有限公司

樣品運送及受理檢測申請單

委託單號	需出具 <input type="checkbox"/> NIEA <input type="checkbox"/> TAF 認證報告 <input type="checkbox"/> 非認證報告 <input type="checkbox"/>											
採樣行程代碼	樣品保存若未符合規定則無法出具認證，非親送本檢驗室之樣品請於下方填寫 E-MAIL 以利通知，若無填寫視為同意不通知直接出具非認證報告 E-MAIL：											
檢測類別	<input type="checkbox"/> 空氣檢測類 <input type="checkbox"/> 空氣固定污染源 <input type="checkbox"/> 噪音檢測類 <input type="checkbox"/> 水質水量檢測類 <input type="checkbox"/> 飲用水檢測類 <input type="checkbox"/> 地下水檢測類 <input type="checkbox"/> 溫泉檢測類 <input type="checkbox"/> 土壤檢測類 <input type="checkbox"/> 底泥檢測類 <input type="checkbox"/> 交通流量 <input type="checkbox"/> 廢棄物檢測類 <input type="checkbox"/> 環境生物檢測類 <input type="checkbox"/> 專案 <input type="checkbox"/> 影印機 <input type="checkbox"/> 其他											
檢測目的	<input type="checkbox"/> 功能檢測 <input type="checkbox"/> 自我評估 <input type="checkbox"/> 稽查檢測 <input type="checkbox"/> 定檢申報 <input type="checkbox"/> 申報 <input type="checkbox"/> 廠商-定期檢測 <input type="checkbox"/> 地下儲槽系統監測 <input type="checkbox"/> 環境影響評估 <input type="checkbox"/> 其他環保法規用途 <input type="checkbox"/> 申請溫泉水權/標章 <input type="checkbox"/> 功能測試暨定期檢測 <input type="checkbox"/> 中央地方環保計畫 <input type="checkbox"/> 依底泥備查辦法 <input type="checkbox"/> 農地土壤調查 <input type="checkbox"/> 依土污法第 8 條備查 <input type="checkbox"/> 依土污法第 9 條審查 <input type="checkbox"/> 依土污法第 8 條暨第 9 條申報 <input type="checkbox"/> 土壤及地下水相關計畫(中央與地方)											
委託單位				受驗單位								
採樣單位	<input type="checkbox"/> 採樣單位為 NIEA 認證許可機構，編號為： 認證方法：											
連絡人				連絡電話								
採樣地點				報告需求	<input type="checkbox"/> 急件(天) <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 其他							
檢驗室 樣品編號	樣品 名稱	樣品種類 特性 (註 2)	採樣日期 時間 (時段)	樣品量× (g 或 mL) 個(份)數	檢測 項目	保存 方式 (註 3)	樣品接收查驗 (打√合於規定;打×不合於規定)					
							密封 完整	標示 清楚	足量	容器 符合 規定	保存 符合 規定	符合 保存 期限

自行檢測項目：	水溫(°C)：	pH 值：	導電度(μS/cm 25 °C)：	其他：
檢測剩餘樣品處理方式	<input type="checkbox"/> 依檢驗室規定 <input type="checkbox"/> 送回委託單位 <input type="checkbox"/> 送回受驗單位 <input type="checkbox"/> 其他			
樣品處置	<input type="checkbox"/> 分裝(依保存規定執行) <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 通知分析人員時效性樣品立即分析；非時效性樣品儲存於冰箱。 <input type="checkbox"/> 儲存於冰箱 (<input type="checkbox"/> KA-EA-Q2-05 <input type="checkbox"/> KA-EA-Q2-18 <input type="checkbox"/> KA-EA-Q2-10(VOC)) <input type="checkbox"/> 乾燥箱 <input type="checkbox"/> 委外單位： 委外日期： 項目			
收樣人員(日期時間)				審核：
未符合規定 收樣之說明				
備註或(計畫名稱)				

備註：

- 黑線區由亞太檢驗室人員自行填寫。
- 樣品種類特性欄，請填入該編號樣品之所屬行業別、來源、基質、外觀、顏色或危害性等。
- 保存方式選項：(1)4°C±2°C 冷藏。(2)室溫(3)10~10°C 冷藏。(4)加硫酸使水樣之 pH<2，暗處，4±2°C 冷藏。(5)加硝酸使水樣之 pH<2，暗處，4±2°C 冷藏。(6)樣品由保特瓶容器盛裝。(7)每 100mL 之水樣加入 4 滴 2N 醋酸鋅溶液，再加入 NaOH 使水樣之 pH>9，4°C 冷藏。(8)依 W468 保存方式進行保存。(9)加入 1:1 鹽酸，使水樣 pH 值<2，暗處，4±2°C。(10)水樣中含有餘氯，應於採樣現場加入去氯試劑，加硫酸使水樣之 pH 1.5~1.99，暗處，4±2°C 冷藏。(11)加 80mg 硫代硫酸鈉，暗處，4±2°C 冷藏。(12)加入 4mL 低汞鹽酸，暗處，4±2°C。(13)加磷酸使水樣 pH 值<2，暗處，4±2°C。(14)水樣加 1+1 硫酸使 PH<2，4°C±2°C 冷藏。(15) 暗處，冷藏大於 0°C 至 6°C 以下。(16) 預加 25mg 抗壞血酸，加 6M 鹽酸使水樣之 pH<2，暗處，冷藏大於 0°C 至 6°C 以下
- 水質 VOC 樣品查驗時，若發現含有氣泡則直接記錄含氣泡樣品之瓶數。