



亞太環境科技股份有限公司

樣品運送及受理檢測申請單

委託單號	需出具 ☐ NIEA ☐ TAF 認證報告 ☐ 非認證報告 ☐ 樣品保存若未符合規定則無法出具認證，非親送本檢驗室之樣品請於下方填寫 E-MAIL 以利通知，若無填寫視為同意不通知直接出具非認證報告 E-MAIL：						
採樣行程代碼							
檢測類別	☐ 空氣檢測類 ☐ 空氣固定污染源 ☐ 噪音檢測類 ☐ 水質水量檢測類 ☐ 飲用水檢測類 ☐ 地下水檢測類 ☐ 溫泉檢測類 ☐ 土壤檢測類 ☐ 底泥檢測類 ☐ 交通流量 ☐ 廢棄物檢測類 ☐ 環境生物檢測類 ☐ 專案 ☐ 影印機 ☐ 其他 _____						
檢測目的	☐ 功能檢測 ☐ 自我評估 ☐ 稽查檢測 ☐ 定檢申報 ☐ 申報 ☐ 廠商-定期檢測 ☐ 地下儲槽系統監測 ☐ 環境影響評估 ☐ 其他環保法規用途 ☐ 申請溫泉水權/標章 ☐ 功能測試暨定期檢測 ☐ 中央地方環保計畫 ☐ 依底泥備查辦法 ☐ 農地土壤調查 ☐ 依土污法第 8 條備查 ☐ 依委託單位申報 ☐ 依土污法第 9 條審查 ☐ 依土污法第 8 條暨第 9 條申報 ☐ 土壤及地下水相關計畫(中央與地方)						
委託單位				受驗單位			
採樣單位	☐ 採樣單位為 NIEA 認證許可機構，編號為： 認證方法：						
連絡人				連絡電話			
採樣地點				報告需求	☐ 急件(天) ☐ 普通 ☐ 其他	樣品接收查驗 (打√合於規定;打×不合於規定)	
檢驗室 樣品編號	樣品 名稱	樣品種類 特性 (註 2)	採樣日期 時間 (時段)	樣品量× (g 或 mL) 個(份)數	檢測 項目	保存 方式 (註 3)	密封 完整 標示 清楚 足量 容器 符合 規定 保存 符合 規定 符合 保存 期限 水質 VOC 無氣 泡(註 4)

自行檢測項目：	水溫(℃)：	pH 值：	導電度(μS/cm 25℃)：	其他：
檢測剩餘樣品處理方式	☐ 依檢驗室規定 ☐ 送回委託單位 ☐ 送回受驗單位 ☐ 其他			
樣品處置	☐ 分裝(依保存規定執行) ☐ 其他 ☐ 通知分析人員時效性樣品立即分析；非時效性樣品儲存於冰箱。 ☐ 儲存於冰箱 (☐ KA-EA-Q2-05 ☐ KA-EA-Q2-18 ☐ KA-EA-Q2-10(VOC)) ☐ 乾燥箱 ☐ 委外單位： _____ 委外日期： _____ 項目 _____			
收樣人員(日期時間)				審核：
未符合規定 收樣之說明				
備註或(計畫名稱)				

備註：

1. 黑線區由亞太檢驗室人員自行填寫。

2. 樣品種類特性欄，請填入該編號樣品之屬行業別、來源、基質、外觀、顏色或危害性等。

3. 保存方式選項：(1)4℃±2℃冷藏。(2)室溫(3)0~10℃冷藏。(4)加硫酸使水樣之 pH<2，暗處，4±2℃冷藏。(5)加硝酸使水樣之 pH<2，暗處，4±2℃冷藏。(6)樣品由保特瓶容器盛裝。(7)每 100mL 之水樣加入 4 滴 2N 醋酸鋅溶液，再加入 NaOH 使水樣之 pH>9，4℃冷藏。(8)依 W468 保存方式進行保存。(9)加入 1:1 鹽酸，使水樣 pH 值<2，暗處，4±2℃。(10)水樣中含有餘氯，應於採樣現場加入去氯試劑，加硫酸使水樣之 pH 1.5~1.99，暗處，4±2℃冷藏。(11)加 80mg 硫代硫酸鈉，暗處，4±2℃冷藏。(12)加入 4mL 低汞鹽酸，暗處，4±2℃。(13)加磷酸使水樣 pH 值<2，暗處，4±2℃。(14)水樣加 1+1 硫酸使 PH<2，4℃±2℃冷藏。(15) 暗處，冷藏大於 0℃ 至 6℃ 以下。(16) 預加 25mg 抗壞血酸，加 6M 鹽酸使水樣之 pH<2，暗處，冷藏大於 0℃ 至 6℃ 以下

4. 水質 VOC 樣品查驗時，若發現含有氣泡則直接記錄含氣泡樣品之瓶數。